

F&P Eson™ 2

鼻面罩



專業信心，輕鬆來自 Eson 2

F&P Eson 2 是專為在連續氣道正壓治療歷程間每個重要的里程碑中，滿足病患與睡眠專業人員的需求所設計。

相較於
F&P ESON，
共逾 20 項設
計改良！



專業信心，輕鬆擁有... 於每個連續氣道正壓治療里程碑

為了改良專為性能與舒適度所設計的面罩，我們的開發團隊著重於易用性，以便在從滴定至引導病患接受治療期間的每個階段，提供您與您的病患信心。

連續氣道正壓治療歷程

對於睡眠專業人員



1

睡眠測試

選擇用於滴定的鼻面罩

F&P Eson 2 保留了與 F&P Eson 相同的 RollFit™ 密封圈技術，這是專為提供有效的密封所設計，以降低洩漏的可能性。



2

病患初次接觸

選擇病患居家使用的面罩

直觀式頭套為病患提供佩戴選項，包含可直接在頭部上方延伸面罩的功能。



3

安裝

佩戴及示範面罩

整合於面罩中的藍色顯眼設計 - VisiBlue™ - 能提供視覺指示，讓您能更加輕鬆、快速且直觀地教導面罩使用方法。



4

使用

病患開始使用面罩

一項著重於佩戴簡單性與易用性的設計，降低了产品召回的可能性，並提升了病患的信心。




5

順從性

長期順從性

Eson 2 的設計理念並非僅為了初次使用時的成效，而是著重於提高長期治療成功的機率。



直觀式頭套

此款高品質的頭套為病患提供佩戴選項，包含可直接在頭部上方延伸面罩的功能。

易用框架

易用框架 - 適合三種密封圈的尺寸 - 目前外形更狹小。此設計可提供更清晰的視線，同時保留密封圈穩固性。



VisiBlue™

整合於關鍵面罩組件中的藍色顯眼設計可協助病患使用面罩、調整方向、拆卸和重新組裝。

RollFit 密封圈

RollFit 密封圈的設計可於鼻樑上自動調整，進而達成精確佩戴及有效密封。

可洗式擴散器

創新的擴散器能降低噪音及減緩氣流，目前已可洗滌且更加耐用。

比較 F&P Eson 與 F&P Eson 2

我們進行了逾 20 項設計改良，使 Fisher & Paykel Healthcare 醫療保健公司最佳性能的鼻面罩更臻完美。

| 組件 | 特色 | F&P ESON | F&P ESON 2 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <h2>RollFit 密封圈</h2>  <p>RollFit 密封圈會來回「滾動」，可舒緩鼻樑上的壓力，並能針對各種臉型進行調整。密封圈目前包含 VisiBlue 顯眼設計，可協助正確使用、調整方向、拆卸和重新組裝。</p> | <p>更大的密封圈對齊鍵</p> <p>更輕盈小巧的密封圈</p> <p>VisiBlue 顯眼設計</p> | <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> | <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> |
| <h2>直觀式頭套</h2>  <p>直觀式頭套 - 結合藍色頂帶以協助調整方向 - 可透過使用傳統扣夾或緊固件以多種方式佩戴，包括在頭部上方延伸。</p> | <p>ErgoFit 頭套</p> <p>含 VisiBlue 顯眼設計的直觀式頭套</p> <p>含「停止標籤」的改良型頭套帶緊固件</p> <p>無縫接的高品質頭套</p> | <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> | <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> |
| <h2>易用框架</h2>  <p>易用框架適合三種密封圈的尺寸，且目前外形更加狹小，讓視線更清晰。重新設計擴散器、旋轉接頭和扣夾，提升了易用性。</p> | <p>可拆卸的球窩式彎頭，為多個病患清潔時更為簡單</p> <p>單件式可洗式擴散器</p> <p>改良的扣夾人體工學設計</p> <p>重新設計且含 VisiBlue 顯眼設計的旋轉接頭</p> | <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> | <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> |

北美/亞太訂貨代碼

| 面罩 | 400ESN221 | ESON2 頭套 (小號) |
|--------------------------|-----------|------------------|
| ESN2SA ESON2 小號 | 400ESN222 | ESON2 頭套 (中號-大號) |
| ESN2MA ESON2 中號 | 400ESN231 | ESON2 面罩無頭套 (小號) |
| ESN2LA ESON2 大號 | 400ESN232 | ESON2 面罩無頭套 (中號) |
| | 400ESN233 | ESON2 面罩無頭套 (大號) |
| 備件產品 | 400FPH241 | F&P 旋轉接頭 2 |
| 400ESN211 ESON2 密封圈 (小號) | 400ESN251 | ESON2 扣夾 |
| 400ESN212 ESON2 密封圈 (中號) | 400ESN261 | ESON2 擴散器 |
| 400ESN213 ESON2 密封圈 (大號) | 400ESN271 | ESON2 彎頭 |

世界其他地區訂貨代碼

| 面罩 | 400ESN221 | ESON2 頭套 (小號) |
|--------------------------|-----------|------------------|
| ESN2SU ESON2 小號 | 400ESN222 | ESON2 頭套 (中號-大號) |
| ESN2MU ESON2 中號 | 400FPH241 | F&P 旋轉接頭 2 |
| ESN2LU ESON2 大號 | 400ESN251 | ESON2 扣夾 |
| | 400ESN261 | ESON2 擴散器 |
| 備件產品 | 400ESN271 | ESON2 彎頭 |
| 400ESN211 ESON2 密封圈 (小號) | | |
| 400ESN212 ESON2 密封圈 (中號) | | |
| 400ESN213 ESON2 密封圈 (大號) | | |